

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.08	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

## 1. AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamak.

## 2. KAPSAM

Hemşireler, ünite çalışanları

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Hemşireler, ünite çalışanları

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1** Cihaz hasta başına getirilir ve fişe takılır.

**6.2** Nebülizatör ile uyumlu set hazırlanır ve doktor orderındaki ilaç hazneye yerleştirilir.

**6.3** Setin boşluktaki ucu nebülizatör üzerindeki giriş bölümüne takılır.

**6.4** Setin maskeli ucu hastanın yüzüne yerleştirilir.

**6.5** Cihazın on-off düğmesine basılır. Cihaz çalıştırılır.

**6.6** İşlem sonunda on-off düğmesi ile cihaz durdurulur.

**6.7** Set cihazdan çıkarılır.

**6.8** Cihaz fişten çıkarılır.

**6.9** Temizliği yapılır.

## 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM